


# Kombinierter Rachen-Nasen-Abstrich - So geht's




## SCHRITT 1

Hände mit Handdesinfektionsmittel reinigen



## SCHRITT 2

Deckel vom Röhrchen entfernen und auf eine ebene Fläche legen




## SCHRITT 3

Stäbchen aus der Packung entnehmen




## SCHRITT 4

In den Spiegel schauen




## SCHRITT 5

Abstrich im Rachenraum nehmen




## SCHRITT 6

Abstrich in beiden Nasenlöchern nehmen



## SCHRITT 7

Stäbchen in das Röhrchen stecken



## SCHRITT 8

Oberen Teil des Stäbchens abbrechen




## SCHRITT 9

Röhrchen fest verschließen



## SCHRITT 10

Röhrchen-Code scannen



## SCHRITT 11

In die beiliegende Tüte stecken und abgeben